

beurer

HK 72 Akku



H Mobil melegítő deréköv
Használati útmutató

CE

Tartalom

1. A csomag tartalma	3	4.5 Bekapcsolás	6
1.1 A készülék leírása	3	4.6 A hőmérséklet beállítása	6
2. Fontos utasítások		4.7 Kikapcsolás	6
Őrizze meg a későbbi használatához	3	4.8 Automatikus kikapcsolási idő	6
3. Rendeltetésszerű alkalmazás	5	5. Tisztítás és ápolás	7
4. A készülék kezelése	5	6. Tárolás	7
4.1 Biztonság	5	7. Ártalmatlanítás	7
4.2 Az akkumulátor feltöltése	5	8. Mi a teendő probléma esetén?	8
4.3 Az akkumulátor töltési állapotának ellenőrzése	5	9. Műszaki adatok	8
4.4 A melegítő párna működtetése	5	10. Pótalkatrészek	8

Jelmagyarázat


	Olvassa el az utasításokat!		Extra kímélő mosó-program 30 °C-on
			Ne fehéritse
	Ne szúrjon bele tűket!		Ne szárítsa szárítóban
			Ne vasalja
	Ne használja összehajtvá vagy összenyomva!		Ne alkalmazzon vegy-tisztítást
	Kis gyermekek (0–3 év) nem használhatják.		
	FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély vagy egészségkárosodás veszélye.		
	FIGYELEM: A készülék vagy a tartozékok károsodásának veszélye.		
	MEGJEGYZÉS: Fontos információkra vonatkozó megjegyzések.		

1. A csomag tartalma

- 1 Melegítő párna
- 1 Akkumulátor
- 1 Töltőkészülék
- 1 Használati útmutató

1.1 A készülék leírása

- 1. Töltőkészülék
- 2. Akkumulátor
- 3. Akkumulátor csatlakozó aljzata
- 4. Töltőkészülék csatlakozó dugója
- 5. Összekötő vezeték csatlakozó dugója
- 6. A hőmérséklet-fokozatok LED kijelzője (kék)
- 7. A töltöttségi állapot LED kijelzője (zöld)
- 8. Kapcsológomb a BE-/KI-kapcsoláshoz és a hőmérséklet-fokozatokhoz



2. Fontos utasítások

Őrizze meg a későbbi használatához



FIGYELMEZTETÉS

- A következő tudnivalók figyelmen kívül hagyása személyi sérüléseket vagy anyagi károkat (áramütés, a bőr megégése, tűz) okozhat. A következő biztonsági és veszélyességi megjegyzések nem csak az Ön vagy harmadik személyek egészségének védelmét, hanem a termék védelmét is szolgálják. Vegye figyelembe ezért ezeket a biztonsági tudnivalókat és adja át ezt az útmutatót a készülék továbbadása esetén.
- Ezt a melegítő párnát nem használhatják a hővel szemben érzéketlen és más védelemre szoruló személyek, akik a túlmelegedésre nem tudnak reagálni (pl. cukorbeteg, kezelés alatt álló, betegség okozta bőrelváltozással vagy sebhelyes bőrfelülettel rendelkező személyek, fájdalomcsillapító gyógyszerek bevétele vagy alkohol fogyasztását követően).
- Ez a melegítő párna nem használható nagyon fiatal gyermekeknél (0–3 év), mivel ők a túlmelegedésre nem tudnak reagálni.
- Ez a melegítő párna nem használható fiatal gyermekeknél (3–8 év), hacsak a kapcsolót nem egy szülő vagy felügyelő személy állította be, és a gyermeket megfelelő módon kioktatták a melegítő párna biztonságos használatáról.
- A melegítő párnát 8 éves és annál idősebb gyerekek valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet

- mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról kioktatták őket, és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermekek nem játszhatnak a melegítő párnával.
 - A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyermek nem végezheti.
 - Ez a melegítő párna nem kórházban történő használatra szolgál.
 - Ne szúrjon bele tűt.
 - Ne használja összehajtvá vagy összetolva.
 - Ne használja nedvesen.
 - Ez a melegítő párna csak a címkén megadott akkumulátorral működ-tethető.
 - Az akkumulátor feltöltéséhez kizárólag a termékkel együtt szállított RSS1002-101084-W2E típusú töltőt használja.
 - A melegítő párnából kiinduló villamos és mágneses mezők adott körülmények között zavarhatják szívritmus-szabályozójának működését. Ezek azonban messze a határértékek alatt vannak: elektromos térerő: max. 5 000 V/m, mágneses térerő: max. 80 A/m, mágneses fluxussűrűség: max. 0,1 millitesla. Kérjük, kérdezze meg orvosát vagy szívritmus-szabályozójának gyártóját e melegítő párna használata előtt.
 - Ne a vezetéknél fogva húzza ki a csatlakozót, ne tekerje vagy törje meg a vezetéket.
 - Ellenőrizze gyakran a melegítő párnát arra nézve, hogy nem mutatkoznak-e rajta az elhasználódás vagy károsodás jelei. Ilyen jelek esetén, ha szakszerűtlenül használták a melegítő párnát vagy már nem melegít, az újbóli bekapcsolás előtt a gyártóval át kell vizsgáltatni.
 - Ha megsérült a melegítő párna vagy a töltőkészülék vezetéke, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó céggel, annak ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan minősített szakemberrel ki kell cseréltetni.
 - A melegítő párnára bekapcsolt állapotban tilos
 - más tárgyat (pl. bőrröndöt vagy ruháskosarat) ráhelyezni,
 - hőforrást, pl. ágymelegítő palackot, melegítő párnát vagy hasonló eszközt ráhelyezni.
 - Ne takarja le az akkumulátort a töltési folyamat alatt takaróval, párnával vagy ehhez hasonlóval.
 - Feltétlenül vegye figyelembe a kezelésre (4. fejezet), a tisztításra és ápolásra (5. fejezet), és a tárolásra (6. fejezet) vonatkozó tudnivalókat.
 - Ha kérdései vannak a készülékeink használatával kapcsolatban, akkor kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

3. Rendeltetészerű alkalmazás



FIGYELEM

Ez a melegítő párna csak az emberi test melegítésére szolgál.

4. A készülék kezelése

4.1 Biztonság



FIGYELEM

Ez a melegítő párna BIZTONSÁGI KIKAPCSOLÁSSAL van felszerelve. Hiba esetén egy érzékelő automatikus kikapcsolással megakadályozza a melegítő párna túlmelegedését. Ha BIZTONSÁGI KIKAPCSOLÁS történt, akkor a hőmérséklet-fokozatok (6) kék LED kijelzője bekapcsolt állapotban már nem világít. A melegítő párna a szobahőmérsékletre történő lehűlés után kapcsolható ismét be.

4.2 Az akkumulátor feltöltése



FIGYELEM

Az akkumulátort (2) az első használat előtt, illetve hosszabb állás után fel kell tölteni.

- Csatlakoztassa a töltőkészüléket (1) egy hálózati aljzatba, amelynek hálózati feszültsége megfelel a töltőkészülék megadott adatoknak.
- Kösse össze a töltőkészülék (4) csatlakozó dugóját az akkumulátor csatlakozó aljzatával (3). A töltési folyamat alatt az akkumulátoron lévő, töltési állapotot jelző LED kijelző (7) zölden villog.
- Az akkumulátor teljesen feltöltődött, ha a töltési állapotot jelző zöld kijelző világít (üres akkumulátornál kb. 2–3 óra múlva).
- Az akkumulátoron lévő, töltési állapotot jelző LED kijelző kialszik, ha az akkumulátort levesszük a töltőkészülékről.
- Az akkumulátort évente legalább egyszer fel kell tölteni, hogy kapacitását megőrizze.
- A töltési folyamat alatt ne takarja le az akkumulátort takaróval, párnával vagy más hasonló tárggyal.
- Az akkumulátort csak száraz környezetben és normál szobahőmérsékleten töltsé.

4.3 Az akkumulátor töltési állapotának ellenőrzése


A melegítő párnát nem szabad összekötni az akkumulátorral.

Nyomja meg a BE/KI és hőmérséklet-fokozat (8) gombot

- A töltési állapot zöld LED kijelzője (7) 3 másodpercre felvillan: az akkumulátor 25% fölötti kapacitáson van
- A töltési állapot zöld LED kijelzője (7) 3x1 másodpercre felvillan: az akkumulátor kevesebb mint 25%-os kapacitáson van.

4.4 A melegítő párna működtetése

- Helyezze a feltöltött akkumulátort (2) a lekerékített oldalával előre a melegítő párna beépített táskájába. Ezután helyezze a melegítő párna összekötő vezetékének csatlakozó dugóját (5) az akkumulátor csatlakozó aljzatába (3). A melegítő párna ezzel üzemkész.
- Helyezze a melegítő párnát világos ovális felületével a test felé fordítva a hasra vagy a hátra. Vezesse ezt követően a melegítő párna jobb oldali szalagját a test körül, majd rögzítse a melegítő párnát a tépőzár lezárásával.





FIGYELEM

Ügyeljen rá, hogy a melegítő párna használat során ne gyűrdődjön fel és ne ráncosodjon.

4.5 Bekapcsolás

A BE/KI-kapcsolásra és hőmérséklet-fokozatok beállítására szolgáló gomb (8) megnyomásával kapcsolja be a melegítő párnát.

Az 1. hőmérséklet-fokozat kék LED kijelzője világítani kezd. Ismételt nyomással emelheti a hőmérséklet-fokozatot.

A hőmérséklet-fokozatok megfelelő kék LED kijelzői (6) világítanak. Egy ismételt nyomás kikapcsolja a melegítő párnát.

Kapcsolási sorrend: 1, 2, 3, 4, KI, 1,

Bekapcsolt állapotban a hőmérséklet-fokozatok kék LED kijelzője világít.



MEGJEGYZÉS

Akkor melegítheti fel leggyorsabban a melegítő párnát, ha először a legmagasabb hőmérsékletfokozatot állítja be.



MEGJEGYZÉS

Ez a melegítő párna olyan gyorsmelegítéssel rendelkezik, amely már az első 10 percben gondoskodik a gyors felmelegítésről.



FIGYELMEZTETÉS

Ha a melegítő párnát több órán keresztül használja, javasoljuk a legalacsonyabb hőmérsékletfokozat beállítását az akkumulátoron (2) a melegített testrészt túlmelegedésének, és a bőr esetleges megégésének elkerülésére.



MEGJEGYZÉS

Ha az akkumulátor (2) majdnem teljesen lemerült, a melegítő párna az akkumulátor kímélése érdekében automatikusan kikapcsol. Az akkumulátort ezután fel kell tölteni.

4.6 A hőmérséklet beállítása

1. fokozat: minimális hőfok

2–3. fokozat: közepes hőfok

4. fokozat: maximális hőfok

4.7 Kikapcsolás

A melegítő párna kikapcsolásához nyomja meg a BE/KI és hőmérséklet-fokozat (8) gombot. A kapcsolási sorrend: 1-2-3-4-KI ... a hőmérséklet-fokozatok kék LED kijelzője (6) kialszik, ha a melegítő párna ki van kapcsolva.



MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort védeni kell a szélsőséges hidegtől (adott esetben a ruházat alatt), hogy megőrizhesse teljes kapacitását.

4.8 Automatikus kikapcsolási idő

Ez a melegítő párna automatikusan kikapcsol. Üzembe helyezése után kb. 90 perccel leállítja a hőszállítást. A hőmérséklet-fokozatok kék LED kijelzője (6) ezután már nem világít.

A BE/KI-kapcsolásra és hőmérséklet-fokozatok beállítására szolgáló gomb (8) megnyomásával azonnal újra bekapcsolhatja a melegítő párnát. Ha a melegítő párnát nem lehet bekapcsolni, az akkumulátor (2) lemerült.

5. Tisztítás és ápolás



FIGYELEM

- Tisztítás előtt először mindig válassza le az akkumulátort (2) a melegítő párnáról, majd vegye ki a melegítő párna táskájából. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.



FIGYELEM

- Az akkumulátor (2) soha nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal. Ellenkező esetben megrongálódhat.

Száraz, nem bolyhozódó kendőt használjon az akkumulátor tisztításához. Ne használjon vegyi tisztítókat vagy súrolószert.



FIGYELEM

- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a melegítő párnát tilos vegyileg tisztítani, kicsavarni, géppel szárítani, mángorolni vagy vasalni. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.

A melegítő párna mosógépben mosható. Ehhez zárja le a melegítő párna tépőzárját, és helyezze a párnát egy párnahuzatba. Állítson be a mosógépen egy különösen kímélő mosóprogramot 30 °C-on (teljes mosóprogram). Ökológiai okokból csak más textíliákkal együtt mossa a melegítő párnát.

Használjon finom mosószert, és a gyártó cég előírásai szerint adagolja.



FIGYELEM

- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a melegítő párnát a túl gyakori mosás igénybe veszi.

Ezért a készüléket annak teljes élettartama alatt legfeljebb 10-szer mossa ki mosógépben.

A melegítő párnát egy szárítóra kiterítve szárítsa.



FIGYELEM

- Ne használjon ruhacsipeszeket vagy hasonló eszközt a melegítő párna ruhaszáritóra történő rögzítéséhez. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.
- Az akkumulátort (2) csak akkor csatlakoztassa újra a melegítő párnához, ha a melegítő párna és az összekötő vezeték csatlakozó dugója (5) teljesen száraz. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.

6. Tárolás

Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a melegítő párnát, akkor javasoljuk, hogy az eredeti csomagolásában tárolja azt.



FIGYELEM

Kérjük, hagyja először a melegítő párnát lehűlni. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet. Tároláskor semmilyen tárgyat se tegyen a melegítő párnára, hogy elkerülje az éles megtörését.



FIGYELEM

Az akkumulátort évente egyszer fel kell tölteni, hogy kapacitását megőrizze.

7. Ártalmatlanítás

A készüléket az Európai Uniónak az elhasználdott elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa. Kérdések esetén forduljon az ártalmatlanításért felelős kommunális hatósághoz.



8. Mi a teendő probléma esetén?

Probléma	Ok	Elhárítás
A hőmérséklet-fokozatok kék LED kijelzője (6) nincs megvilágítva, miközben – az akkumulátor teljesen össze van kötve a melegítő párnával és – a BE/KI-kapcsolásra és hőmérséklet-fokozatok beállítására szolgáló gombot megnyomták.	Az akkumulátor teljesen lemerült. Hiba következtében BIZTONSÁGI LEKAPCSOLÁS történt.	Töltse fel az akkumulátort. Hagyja lehűlni a melegítő párnát szobahőmérsékletre, majd kapcsolja be újra.
A hőmérséklet-fokozatok kék LED kijelzője (6) nincs megvilágítva, miközben – a teljesen feltöltött akkumulátor össze van kötve a melegítő párnával és – a BE/KI-kapcsolásra és hőmérséklet-fokozatok beállítására szolgáló gombot megnyomták.	A melegítő párna vagy az akkumulátor elromlott.	Küldje be a melegítő párnát és az akkumulátort a szervizbe.
A töltési állapotot jelző zöld LED kijelző világít, ill. villog, miközben az akkumulátor nincs rákötve a melegítő párnára.	Az akkumulátor töltési állapotának kijelzése: LED kb. 3 másodpercig világít: töltési állapot > 25% LED 3 x villan: töltési állapot < 25%	

9. Műszaki adatok

Lásd a melegítő párnán, az akkumulátoron és a töltőkészüléken lévő típuscímkén.

10. Pótalkatrészek

Az alábbi pótalkatrészeket közvetlenül az ügyfélszolgálatnál lehet beszerezni:

- Akkumulátor (cikkszám: 108.303)
- Töltőkészülék (cikkszám: 546.007)
- Hosszabbító szalag (cikkszám: 162.685)



Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
www.gyogyexpressz.com



GYÓGYEXPRESSZ